


样品名称: T-1103-B

```

=====
操作者       : 系统                               序列行   :    2
仪器         : hplc                               位置     : 样品瓶 92
进样日期     : 2017/11/3 17:17:02                进样次数 :    1
                                                    进样量   : 1.000 µl
采集方法     : D:\CHEM32\1\DATA\DEF_LC 2017-11-03 16-49-19\TEMP 5-95.M
最后修改     : 2017/11/3 16:49:19 : 系统
分析方法     : D:\CHEM32\1\DATA\DEF_LC 2017-11-03 16-49-19\TEMP 5-95.M (序列方法)
最后修改     : 2017/11/3 17:52:44 : 系统
                (调用后修改)
    
```

附加信息: 峰被手动积分



面积百分比报告

```

=====
排序           :      信号
乘积因子       :      1.0000
稀释因子       :      1.0000
内标中不使用乘积因子和稀释因子
    
```

信号 1: DAD1 A, Sig=254,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	9.950	BB	0.0551	3210.52686	912.03131	100.0000

总量 : 3210.52686 912.03131

*** 报告结束 ***